

FridaBaby Snotsucker Saline Kit komplet nosnega aspiratorja, higienskih filtrov in fiziološke raztopine, UDI: 081002877NSKKNCPGB00KZ, medicinski pripomoček (SL) Samo za nosno uporabo. NoseFrida: Filter za enkratno uporabo je treba namestiti za preprečevanje prenosa sluzi ali bakterij. Večjo cevko postavite blizu otrokove nosnice (ne vanjo), da se zapre. Sluz IZSESAJTE z rdečim ustnikom. Meglica: Enkrat ali dvakrat razpršite po zraku, da zagotovite enakomerno pršenje, nato pa močno razpršite v vsako nosnico. Sestavine: voda 0,9%, naravna morska sol (izotonična raztopina), naravna pH-vrednost. Nasvet: (1) Razprševanje fiziološke raztopine v vsako nosnico bo pomagalo sprostiti gosto sluz pred uporabo aspiratorja NoseFrida. (2) S krožnimi gibi cevko premaknite proti nosnici. Slišali in videli boste, kako sluz izteka iz nosu. (3) Filter zamenjajte po vsaki uporabi za boljše aspiracijo. Čiščenje: Odstranite filter. Večjo cevko operite z milom in vodo. Tanko cevko očistite z nekaj kapljicami alkohola. Suhe dele trdno splete in vstavite vno filter za naslednjo uporabo. Po vsaki uporabi obrišite konico aplikatorja. Starost: od 0 mesecev dalje. Rok uporabnosti: odtisnjen na embalaži. **Opozorilo:** Med uporabo tega izdelka nikoli ne puščajte otroka brez nadzora. Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan. Cevke ne vstavite in nos, zato se otrok ne more poškodovati, če se premakne. Aspirator NoseFrida uporabljajte samo za aspiracijo nosu - ne uporabljajte za ušesa ali grlo. NE VPIHUJTE zraka v rdeč ustnik, medtem ko je cevka v bližini nosnice. NoseFrida NI igračka - vse dele hranite izven doseg a otroka. Aspiratorja NoseFrida nikoli ne priključite na nobeno napravo. Hranite izven dosega otrok. Uporaba meglice fiziološke raztopine pri več osebah lahko razširi okužbo. Raztopino po dprtju porabite v 4 mesecih. Hranite pri temperaturi 20–25° C. Proizvajalec: Frida Baby, LLC., 82 NE 26th Street, Miami, FL US 33137. Država porekla: Švedska.

FridaBaby Snotsucker Saline Kit komplet nosnega aspiratorja, higienskih filtera i fiziološke otopine, UDI: 081002877NSKKNCPGB00KZ, medicinski proizvod (HR) Isključivo za nazalno primjenu. NoseFrida: Filtar za jednokratnu upotrebu trebao bi biti postavljen kako bi se spriječio prijenos sluzi ili bakterija. Postavite veliku cijev uz nosnicu (ne unutra), tako da je zatvorite. Crvenim usnikom ISISAJTE sluz. Maglica: Prskajte jednom ili dvaput u zrak kako biste osigurali ravnomjerno raspršivanje, a zatim čvrsto prskajte u svaku nosnicu. Sastojci: voda 0,9%, prirodna morska sol (izotonična otopina), prirodni pH. Preporuke: (1) Prskanje fiziološke otopine u svaku nosnicu pomoći će olabaviti gustu sluz prije upotrebe NoseFrida aspiratora. (2) Pomiješajte cijev kružnim pokretima prema nosnici. Čut ćete i vidjeti sluz kako izlazi iz nosa. (3) Promijenite filtir nakon svake upotrebe za bolje usisavanje. Čišćenje: Odstranite filtir. Operite veliku cijev sapunom i vodom. Očistite tanku cijev s nekoliko kapi alkohola. Čvrsto spojite suhe dijelove i umetnite novi filtir za sljedeću upotrebu. Obrišite vrh aplikatora nakon svake upotrebe. Dob: od 0 mjeseci nadalje. Rok trajanja: odtisnut na embalaži. **Upozorenje:** Prilikom korištenja ovog proizvoda, dijete nemojte NIKADA ostavljati bez nadzora. Nemojte koristiti proizvod ako je oštećen. Cijev ne ulazi u nos, stoga se beba neće ozlijediti ako se pomakne. NoseFrida koristite samo za nosnu aspiraciju - nemojte koristiti za uši ili grlo. NEMOJTE UPUHAVATI zrak u crveni usnik dok je cijev u nosnici. NoseFrida NIJE igračka – držite sve dijelove izvan dohvata djece. Nikada nemojte povezivati NoseFrida s bilo kojim uređajem. Čuvajte izvan dohvata djece. Korištenje maglice fiziološke otopine na više osoba može širiti infekciju. Nakon otvaranja otopino potrošiti u roku od 4 mjeseca. Čuvati na temperaturi od 20-25° C. Proizvođač: Frida Baby, LLC., 82 NE 26th Street, Miami, FL US 33137. Zemlja podrijetla: Švedska.

FridaBaby Snotsucker Saline Kit komplet, nazalni aspirator, higijenski filteri i nazalni sprej, UDI: 081002877NSKKNCPGB00KZ, medicinsko sredstvo (SR) Samo za nazalnu upotrebu. NoseFrida: Treba postaviti filter za jednokratnu upotrebu kako bi se spriječio prenos sluzi ili bakterija. Stavite veliku cev uz dečju nosnicu (ne unutra), stvarajući pečat. Crvenim nastavkom za usta isisajte sluz. Mist: Pumpajte jednom ili dva puta u vazduh da biste obezbedili ravnomerno prskanje, a zatim snažno ubacite u svaku nosnicu. Sastojci: Voda, 0,9 %n prirodne morske soli (istotonični rastvor), pH nastale. Saveti: (1) Poprskajte fiziološki rastvor u svaku nosnicu da biste omeškali gustu sluz pred upotrebu NoseFrida. (2) Pomerite cevčicu kružnim pokretima prema nozdri - čučete i videti sluz koja izlazi iz nosa. (3) Menjajte filter nakon svake upotrebe da biste održali usisnu snagu. Za čiščenje: Odložite filter. Operite veliku cev sapunom i vodom. Očistite tanku cev sa nekoliko kapi alkohola. Čvrsto spojite suve komade, stavljajući vno filter za sledeću upotrebu. Obrišite vrh aplikatora za maglu nakon svake upotrebe. Starost: 0+ meseci. Datum isteka: odštampano na pakovanju. **Upozorenje:** NIKADA ne ostavljajte dete bez nadzora prilikom korišćenja ovog proizvoda. Ne koristite proizvod ako je oštećen. Cev ne ulazi u nos, pa se beba neće povrediti ako se pomeri. NoseFrida koristite samo za nazalnu aspiraciju - ne koristite za uši ili grlo. NE UDUVAVAJTE vazduh u crveni nastavak za usta dok je cev postavljena u dečju nozdru. NoseFrida NIJE igračka - držite sve delove dalje od dolašaja dece. Nikada ne pričvršćujte NoseFrida na mašinu. Upotreba slane magle na više osoba može proširiti infekciju. Nakon otvaranja nazalni sprej potrošiti u roku od 4 mjeseca. Čuvati na 20-25°C. Proizvođač: Frida Baby, LLC., 82 NE 26th Street, Miami, FL US 33137. Zemlja porekla: Švedska. **Uvoznik in distributer/Uvoznik i distributer:** MiniMe d.o.o., Tbilisjska ulica 59, 1000 Ljubljana, EU-Slovenija/ email: info@minime.si/ tel: +386 41 760 900