

Instruction Manual

2

OMRON

Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor M2 (HEM-7143-E)



Intellisense

All for Healthcare

Read Instruction manual **1** and **2** before use.

Język polski Przed rozpoczęciem korzystania z ciśnieniomierza należy przeczytać instrukcję obsługi **1** i **2**.

Čeština Před použitím si přečtěte návod k obsluze **1** a **2**.

Magyar Használat előtt olvassa el a(z) **1** és **2** használati útmutatót.

Slovenčina Pred použitím si prečítajte návod na použitie **1** a **2**.


Slovenščina Pred uporabo preberite priročnik z navodili **1** in **2**.

Hrvatski Pročitajte priručnik s uputama **1** i **2** prije upotrebe.

IM2-HEM-7143-E-E2-01-10/2020

1 Package Contents

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| PL Zawartość opakowania | SL Vsebina embalaže |
| CZ Obsah balení | HR Sadržaj pakiranja |
| HU A csomag tartalma | |
| SK Obsah balenia | |



2 Preparing for a Measurement

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| PL Przygotowanie do pomiaru | SL Priprava na meritve |
| CZ Příprava na měření | HR Pripremanje za mjerenje |
| HU A mérés előkészítése | |
| SK Príprava na meranie | |

30 minutes before

- | |
|---------------------------------|
| PL 30 minut przed |
| CZ 30 minut před měřením |
| HU 30 perccel előtte |
| SK 30 minút vopred |
| SL 30 minut prej |
| HR 30 minuta prije |




5 minutes before: Relax and rest.

- | |
|--|
| PL 5 minut przed: odpręż się i odpocznij. |
| CZ 5 minut před měřením: Uvolněte se a odpočívajte. |
| HU 5 perccel előtte: Nyugodjon meg és pihenjen. |
| SK 5 minút vopred: Uvoľnite sa a oddychujte. |
| SL 5 minut prej: sprostito se in počivajte. |
| HR 5 minuta prije: opustite se i odmorite. |




3 Installing Batteries

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| PL Instalacja baterii | SL Namestitve baterij |
| CZ Instalace baterií | HR Stavljanje baterija |
| HU Az elemek behelyezése | |
| SK Inštalácia batérií | |



4 Applying the Cuff on the Left Arm

- | | |
|---|---|
| PL Zakładanie mankietu na lewą ramię | SL Namestitve manšete na levo roko |
| CZ Umístění manžety na levou paži | HR Stavljanje manžete na lijevu ruku |
| HU A mandzsetta bal karra törtenő felhelyezése | |
| SK Nasadenie manžety na ľavé rameno | |



3 Tube side of the cuff should be 1 - 2 cm above the inside elbow.


- | |
|---|
| PL koniec mankieta z podłączonym przewodem powietrza powinien znajdować się 1–2 cm powyżej zgięcia łokcia. |
| CZ Manžeta by měla být umístěna stranou s hadičkou 1 až 2 cm nad vnitřní stranou lokte. |
| HU A mandzsetta levegőcső felőli része körülbelül 1-2 cm-rel legyen a könyök belső része fölött. |
| SK Strana manžety s hadičkou má byť 1 až 2 cm nad vnútornou stranou lakťa. |
| SL Stran manšete s cevjo naj bo 1 do 2 cm nad notranjo stranjo komolca. |
| HR Strana cijevi manžete mora biti od 1 do 2 cm iznad unutrašnjosti lakta. |

4 Make sure that air tube is on the inside of your arm and wrap the cuff securely so it can no longer slip round.

- | |
|---|
| PL Upewnij się, że przewód powietrza znajduje się po wewnętrznej stronie ramienia i owiniąć starannie mankieta, aby się nie zsuwał. |
| CZ Dbejte na to, aby vzduchová hadička byla na vnitřní straně paže, a manžetu bezpečně oviněte tak, aby se nemohla otáčet kolem ruky. |
| HU Ellenőrizze, hogy a levegőcső a kar belső részénél legyen, és a mandzsettát úgy rögzítse, hogy az ne csúszkáljon, hanem stabilan a karján maradjon. |
| SK Uistite sa, že je vzduchová hadička na vnútornej strane ramena a bezpečne obmotajte manžetu, aby sa nemohla posúvať. |
| SL Prepričajte se, da je zračna cev na notranji strani roke, in ovijte manšeto dovolj tesno, da je ni mogoče premikati. |
| HR Pobrinite se da vam je cijev za zrak s unutarne strane ruke i čvrsto omotajte manžetu da više ne može kliziti okolo. |

If taking measurements on the right arm, refer to:


- | |
|---|
| PL Pomiar ciśnienia na prawym ramieniu, patrz: |
| CZ Pokud provádíte měření na pravé paži, přečtěte si: |
| HU A jobb karon történő vérnyomásméréssel kapcsolatos információkért lásd: |
| SK Pri meraní na pravom ramene si pozrite: |
| SL Če meritev izvajate na desni roki, glejte: |
| HR Ako obavljate mjerenja na desnoj ruci, pogledajte sljedeće: |



Instruction Manual **1**
General Precautions

5 Sitting Correctly

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| PL Prawidłowa pozycja ciała | SL Pravilna postavitev |
| CZ Správné sezení | HR Pravilno sjedenje |
| HU A megfelelő ülőhelyzet | |
| SK Správne sedenie | |



1 Sit comfortably with your back and arm supported.

- | |
|--|
| PL Usiąść wygodnie, opierając plecy i ramię. |
| CZ Posadte se pohodlně, s opřenými zády a podepřenou rukou. |
| HU Üljön le kényelmesen, a hátát és a karját támassza meg. |
| SK Sadnite si pohodlne tak, aby ste mali chrbát aj hornú končatinu podporúnu. |
| SL Pri sedenju naj bosta vaš hrbet in roka podprta. |
| HR Sjediti u udoban položaj i neka su vam leđa i ruke poduprte. |

2 Place the arm cuff at the same level as your heart.


- | |
|--|
| PL Mankiet powinien znajdować się na wysokości serca. |
| CZ Umístěte manžetu v úrovni srdce. |
| HU A mandzsetta legyen a szívével azonos magasságban. |
| SK Manžetu umiestnite do rovnakej výšky ako máte srdce. |
| SL Manšeta za roko mora biti v višini vašega srca. |
| HR Stavite manžetu za ruku na razinu sa srcem. |

3 Keep feet flat, legs uncrossed, remain still and do not talk.

- | |
|---|
| PL Stopy ułóżć płasko na podłodze, nie krzyżować nóg, siedzieć spokojnie, bez ruchu i nie rozmawiać. |
| CZ Chodidla položte rovně, nohy nepřekřížujte, nehybejte se a nemluvte. |
| HU Mindkét talpa legyen egyenes padlón, lábait ne tegye keresztbe, ne mozogjon és ne beszéljen. |
| SK Nohy majte vystreté, neprekrížené, nehybte sa a nerozprávajte. |
| SL Stopala naj plosko počivajo na tleh, noge ne smejo biti prekrizane, mirujte in ne govorite. |
| HR Neka vam stopala budu ravno na podu, noge neprekrizane, ostanite mirni i ne govorite. |

6 Taking a Measurement

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| PL Wykonywanie pomiaru | SL Izvajanje meritve |
| CZ Měření | HR Mjerenje |
| HU Mérés | |
| SK Meranie tlaku krvi | |



When the [START/STOP] button is pressed, the measurement is taken and saved automatically.

- | |
|--|
| PL Po naciśnięciu przycisku [START/STOP] następuje pomiar i jego automatyczny zapis. |
| CZ Po stisknutí tlačítka [START/STOP] bude měření provedeno a uloženo automaticky. |
| HU A [START/STOP] gomb megnyomásakor megkezdődik a vérnyomásmérés, az eredményt pedig a készülék automatikusan elmenti. |
| SK Po stlačení tlačidla [START/STOP] sa vykoná meranie a výsledok sa automaticky uloží. |
| SL Ko pritisnete gumb [START/STOP], se meritev izvede in samodejno shrani. |
| HR Kada pritisnete gumb [START/STOP], izvodi se mjerenje i automatski se sprema. |


If your systolic pressure is more than 210 mmHg:

After the arm cuff starts to inflate, press and hold the [START/STOP] button until the monitor inflates 30 to 40 mmHg higher than your expected systolic pressure.

- | |
|---|
| PL Jeśli ciśnienie skurczowe jest wyższe niż 210 mmHg:
Po rozpoczęciu napełniania mankieta nacisnąć i przytrzymać przycisk [START/STOP], aż ciśnieniomierz napompuje mankieta do wartości o 30–40 mmHg wyższej od przewidywanego ciśnienia skurczowego. |
| CZ Je-li váš systolický tlak vyšší než 210 mmHg:
Jakmile se manžeta začne nafukovat, stiskněte a přidrže tlačítko [START/STOP], dokud se přístroj nenafoukne o 30 až 40 mmHg více, než je váš očekávaný systolický tlak. |
| HU Ha a szisztolés vérnyomás értéke 210 Hgmm-nél magasabb:
Miután megkezdődött a mandzsetta felfújása, nyomja meg és tartsa lenyomva a [START/STOP] gombot, amíg a készülék a várt szisztolés vérnyomást 30 – 40 Hgmm-rel meg nem haladja. |
| SK Ak máte systolický tlak vyšší než 210 mmHg:
Keď sa začne manžeta nafukovať, pridržte stlačené tlačidlo [START/STOP] dovtedy, kým merač nenafúkne manžetu na tlak o 30 až 40 mmHg vyšší, než je váš očakávaný systolický tlak. |
| SL Če vaš sistolični tlak presega 210 mmHg:
Ko se začne manšeta za roko napihovati, pritisnite in držite gumb [START/STOP], dokler merilnik manšete ne napihne za od 30 do 40 mmHg nad vašim pričakovanim sistoličnim tlakom. |
| HR Ako je vaš sistolički tlak viši od 210 mmHg:
Kad se manžeta počne napuhavati, pritisnite i držite gumb [START/STOP] sve dok se uređaj ne napuše na 30 do 40 mmHg iznad očekivanoga sistoličkog tlaka. |

7 Checking Readings

- PL** Sprawdzenie odczytów
- SL** Preverjanje meritev
- CZ** Kontrola naměřených hodnot
- HR** Provjera mjerenja
- HU** Eredmények ellenőrzése
- SK** Kontrola nameraných výsledkov



1 Appears if "SYS" is 135 mmHg or above and/or "DIA" is 85 mmHg* or above.

- PL** Pojawia się, jeżeli wartość SYS (ciśnienie skurczowe) wynosi 135 mmHg lub jest wyższa i/lub wartość DIA (ciśnienie rozkurczowe) wynosi 85 mmHg* lub jest wyższa.
- CZ** Zobrazí se, pokud je hodnota „SYS“ 135 mmHg nebo vyšší a/nebo hodnota „DIA“ 85 mmHg* nebo vyšší.
- HU** Akkor jelenik meg, ha a „SYS“ érték 135 Hgmm vagy magasabb, és/vagy a „DIA“ érték 85 Hgmm* vagy magasabb.
- SK** Zobrazí sa, ak „SYS“ má hodnotu 135 mmHg alebo vyššiu a/alebo „DIA“ má hodnotu 85 mmHg* alebo viac.
- SL** Prikaže se, če je „SYS“ (sistolni tlak) 135 mmHg ali višji in/ali „DIA“ (diastolični tlak) 85 mmHg* ali višji.
- HR** Pojavljuje se ako je „SYS“ 135 mmHg ili viši i/ili je „DIA“ 85 mmHg* ili viši.

2 Appears when your body moves during a measurement. Remove the arm cuff, wait 2 - 3 minutes and try again.

- PL** Pojawia się w przypadku wykrycia ruchów ciała podczas pomiaru. Zdjąć mankiet, poczekać 2–3 minuty i spróbować ponownie.
- CZ** Zobrazí se, pokud se vaše tělo během měření pohne. Sejměte manžetu, vyčkejte 2–3 minuty a zkuste to znovu.
- HU** Akkor jelenik meg, ha a mérés közben a mozog. Vegye le a mandzsettát, várjon 2 - 3 percig, majd próbálja újra a mérést.
- SK** Zobrazí sa, keď sa vaše telo počas merania hýbe. Odstráňte manžetu, počkajte 2 až 3 minúty a skúste to znova.
- SL** Prikaže se, če se med meritvijo premikate. Odstranite manšeto za roko, počakajte 2–3 minute in poskusite znova.
- HR** Pojavljuje se kada se vaše tijelo miče tijekom mjerenja. Skinite manžetu za ruku i pričekajte od 2 do 3 minute i pokušajte ponovno.

3 Appears when an irregular rhythm** is detected during a measurement. If it appears repeatedly, OMRON recommends to consult your physician.

- PL** Pojawia się, gdy w czasie pomiaru wykryto arytmie**. Jeżeli pojawia się wielokrotnie, firma OMRON zaleca konsultację z lekarzem.
- CZ** Zobrazí se, pokud je během měření zjištěn nepravidelný rytmus**. Pokud se zobrazuje opakovaně, společnost OMRON doporučuje obrátit se na lékaře.
- HU** Akkor jelenik meg, ha a készülék a mérés közben szabálytalan szívverést** érzékel. Ha ez ismételten megjelenik, akkor javasolt felkeresni orvosát és követni útmutatásait.
- SK** Zobrazí sa, keď sa počas merania zistí nepravidelný rytmus**. Ak sa zobrazí opakovane, spoločnosť OMRON odporúča obrátiť sa na lekára.
- SL** Prikaže se, če merilnik zazna neenakomeren** srčni utrip. Če se ponavlja, OMRON priporoča, da se posvetujete s svojim zdravnikom.
- HR** Pojavljuje se kada se tijekom mjerenja prepoznaje nepravilan srčani ritam**. Ako se više puta pojavljuje, OMRON preporučuje da se posavjetujete sa svojim liječnikom.

4 Cuff is tight enough.

- PL** Mankiet jest wystarczająco ciasno założony.
- CZ** Manžeta je dostatečně utažená.
- HU** A mandzsetta elég szorosan van felhelyezve.
- SK** Manžeta nie je dostatočne utiahnutá.
- SL** Manšeta je nameščena dovolj tesno.
- HR** Manžeta je dovoljno stegnuta.

4 Apply cuff again MORE TIGHTLY.

- PL** Założyć mankiet ponownie, MOCNIEJ zaciskając.
- CZ** Nasadte manžetu znovu a UTAHNĚTE JI PEVNĚJI.
- HU** Rögzítse SZOROSABBAN a mandzsettát.
- SK** Znova nasadte manžetu, tentokrát PEVNEJŠIE.
- SL** TESNEJE namestite manšeto.
- HR** Ponovo stavite manžetu i STEGNITE JE JAČE.

*The high blood pressure definition is based on the 2018 ESH/ESC Guidelines.

- PL** *Definicję wysokiego ciśnienia krwi oparto na wytycznych ESH/ESC z 2018 r.
- CZ** *Definice vysokého krevního tlaku je založena na doporučených postupech 2018 ESH/ESC.
- HU** *A magas vérnyomás definíciója a 2018 ESH/ESC útmutatásai alapján került meghatározásra.
- SK** *Definícia vysokého krvného tlaku je založená na usmerneniach ESH/ESC na rok 2018.
- SL** *Visok krvni tlak je opredeljen po smernicah 2018 ESH/ESC.
- HR** *Definicija visokog krvnog tlaka temelji se na smjernicama 2018 ESH/ESC.

**An irregular heart beat rhythm is defined as a rhythm that is 25 % less or 25 % more than the average rhythm detected during a measurement.

- PL** **Jako nieregularny rytm serca określa się stan, w którym rytm uderzeń serca jest o 25% wolniejszy lub o 25% szybszy od średniej częstotliwości uderzeń serca wykrytej podczas pomiaru.
- CZ** **Nepřavidelný srdeční rytmus je definován jako rytmus, který je o 25 % nižší nebo o 25 % vyšší než průměrný rytmus zjištěný během měření.
- HU** **A szabálytalan szívverés olyan ritmust jelent, amely 25%-kal kevesebb vagy 25%-kal több a készülőék által a vérnyomás mérésre során észlelt átlagos szívritmusról.
- SK** **Nepřavidelný srdečný rytmus je definovaný ako rytmus, ktorý je o 25 % nižší alebo o 25 % vyšší ako priemerný pulz zistený pri meraní.
- SL** **Neredno bitje srca je definirano kot ritem, ki je za 25 % manjši ali za 25 % večji od povprečnega ritma, zaznanega med meritvijo.
- HR** **Nepřavilan srčani ritam je ritam koji je za 25 % manji ili za 25 % veći od prosječnog ritma koji se prepoznaje tijekom mjerenja.

Error messages or other problems? Refer to:

- E1** **PL** Komunikaty o błędzie lub inny problem? Przejść do:
- CZ** Vyskytla se chybová hlášení či jiné problémy? Prečtěte si:
- HU** Hibáüzeneteket lát vagy egyéb problémák merültek fel? Lásd:
- SK** Chybové hlásenia alebo iné problémy? Pozrite si:
- SL** Sporočila o napakah ali druge težave? Glejte:
- HR** Poruke o pogreškama ili drugi problemi? Pogledajte:




8 Using Memory Functions

- PL** Korzystanie z funkcji pamięci
- SL** Uporaba funkcij pomnilnika
- CZ** Použití funkcí paměti
- HR** Upotreba memorijske funkcije
- HU** A memóriafunkciók használata
- SK** Používanie funkcie pamäte

8.1 Readings Stored in Memory

- PL** Odczyty zapisane w pamięci
- CZ** Měření uložena v paměti
- HU** A memóriában tárolt mérési értékek
- SK** Výsledky uložené v pamäti
- SL** Odčitki, shranjeni v pomnilniku
- HR** Mjerenja pohranjena u memoriju



Up to 30 readings are stored.


- PL** Maksymalna liczba odczytów przechowywanych w pamięci urządzenia wynosi 30.
- CZ** Ukládá se až 30 měření.
- HU** Legfeljebb 30 értéket lehet tárolni.
- SK** Uloží sa najviac 30 nameraných výsledkov.
- SL** Shranite lahko do 30 meritev.
- HR** Pohranjuje se do 30 mjerenja.

9 Other Settings

- PL** Inne ustawienia
- SL** Druge nastavitve
- CZ** Další nastavení
- HR** Ostale postavke
- HU** Egyéb beállítások
- SK** Ďalšie nastavenia

9.1 Restoring to the Default Settings

- PL** Przywracanie ustawień domyślnych
- CZ** Obnovení výchozích nastavení
- HU** Visszatérés az alapértelmezett beállításokhoz
- SK** Obnova predvolených nastavení
- SL** Obnoveitev prvizetih nastavitev
- HR** Vraćanje na zadane postavke





10 Optional Medical Accessories

- PL** Opcjonalne akcesoria medyczne
- SL** Izbirni medicinski pripomočki
- CZ** Volitelné zdravotnické příslušenství
- HR** Opcijska dodatna medicinska oprema
- HU** Opcionális orvosi tartozékok
- SK** Voliteľné zdravotnícke príslušenstvo



Do not throw the air plug away. The air plug can be applicable to the optional cuff.

- PL** Nie wyrzucać wtyczki przewodu powietrza. Wtyczkę przewodu powietrza można podłączyć do opcjonalnego mankietu.
- CZ** Vzduchovou zástrčku nevyhazujte. Vzduchovou zástrčku lze použít na volitelnou manžetu.
- HU** Ne dobja el a levegőcsatlakozót. A levegőcsatlakozó az opcionális mandzsettához használható.
- SK** Vzduchovú zástrčku neodhadzujte. Vzduchovú zástrčku možno použiť s voliteľnou manžetou.
- SL** Ne zavrzite značnega vtiča. Zračni vtič se lahko uporablja za dodatno manšeto.
- HR** Ne bacajte čep za zrak. Čep za zrak može biti primjenjiv za neobaveznu manžetu.



<https://www.omron-healthcare.com/>

<p>Manufacturer / Productent / Vytroba / Gyártó cég</p>		<p>Vytroba / Proizvajalec / Proizvodac</p>	<p>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN</p>
<p>EU-representative</p>		<p>Przedstawiciel na terenie Unii Europejskiej Zástupce pro EU</p>	<p>EU-képviselő / Zástupca pre EU / Zastopnik za EU / Predstavnik za EU</p>
<p>Importer in EU / Importer na terenie UE / Dovoze do EU</p>		<p>EU importőr / Dovozca pre EU / Uvoznik v EU</p>	<p>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS www.omron-healthcare.com</p>
<p>Production Facility / Zakład produkcyjny / Vytrobný závod</p>		<p>Az előállítás helye / Vytrobná prevádzka / Proizvodni obrat / Proizvodni pogon</p>	<p>Omron Healthcare Brasil Indústria e Comércio de Produtos Médicos Ltda Av. Ain Ata (Lot. M.II. P I Logístico), nº 370 – Lote 12 – Quadra B – Jardim Ermidá I 13212-213 – Jundiá – SP – Brazil</p>
<p>Subsidiaries / Filie / Pobočky / Leányvállalatok / Dcérske spoločnosti / Hérinske družbe / Podružnice</p>		<p>Importer in the United Kingdom and UK responsible person</p>	<p>OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors</p> <p>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors</p> <p>OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors</p>

Issue Date / Data publikacji / Datum vydání / Kiadás dátuma / Datum vydania / Izdano / Datum izdavanja : 2021-05-17
Made In Brazil / Wyprodukowano w Brazlii / Vytrobeno v Brazlii / Brazliában készült / Vytrobené v Brazlii / Izdelano v Brazliji / Proizvedeno u Brazili