

IDEAGRAFICA s.r.l.		IMPIANTO DI PROPRIETÀ/OWNER		IND. FARM. NOVA ARGENTIA	
PRODOTTO/PRODUCT		CODICE/CODE		TRACCIATO/ DIE CUT NUMBER	
INS. PROLUX 5G CROAZIA		800057/02		DIMENSIONI/ SIZE	
N. COLOR / No of colors		COLOR 2		120x180	
1/1		NERO		COLOR 6	
DATA/DATE		IDG Nr.		COLOR 7	
02/11/23		Bozza 1		LAETUS	
		OPERATOR		DIMENSIONI/ SIZE	
		GIORGIO		120x22	
		TESTO BRAILLE/ BRAILLE TEXT		COLOR 7	
				UM 40gr/mq	

“SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE BOZZA.
NON CI ASSUMIAMO RESPONSABILITÀ SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DELLA STESSA DA PARTE DEL CLIENTE”

PROLUX Night

HR

PROLUX Night MAST ZA OKO

MEDICINSKI PROIZVOD

PROČITAJTE UPUTU PRIJE UPORABE. SAČUVAJTE OVU UPUTU. MOŽDA ĆETE JE TREBATI PONOVO PROČITATI.

OPIS PROIZVODA

PROLUX Night je izotonična mast za oko koja sadrži 0,4% natrijeva hijaluronata. Ovaj medicinski proizvod stvara zaštitni film i zadržava vlažnost na površini oka.

PROLUX Night ima viskozna svojstva koja omogućuju dugotrajno zadržavanje na površini oka, pružajući hidratantno i zaštitno djelovanje, čak i tijekom noći.

SASTAV

Natrijev hijaluronat, natrijev klorid, vazelinško ulje, vazelin, monobazni kalijev fosfat, kalijev sorbat, dinatrijev fosfat, lanolinski alkohol, voda i hidrokismetilglicinat (μ water™).

NAMJENA

PROLUX Night je sterilna izotonična mast za oči namijenjena ublažavanju simptoma suhog oka i lagofthalmusa.

- Formulacija masti pogoduje produženom djelovanju na površini oka, a natrijev hijaluronat stvara zaštitni film na površini rožnice pružajući joj zaštitu i vlaženje. Natrijev hijaluronat sastoji se od šećernih lanaca koji se raspoređuju po površini rožnice te tvore strukturu koja u sebe ugrađuje molekule vode. Zahvaljujući ovom svojstvu natrijev hijaluronat štiti i vlaži površinu oka.
- PROLUX Night poboljšava vlaženje i podmazivanje površine oka u slučaju suhoće, peckanja ili osjećaja umora u očima, uzrokovanog, na primjer, dugotrajnim gledanjem TV-a ili produženim izlaganjem elektroničkim zaslonima ili zraku koji struji iz sustava grijanja i klima uređaja.
- PROLUX Night štiti površinu rožnice i usporava isparavanje suznog filma kod pacijenata koji pate od noćnog lagofthalmusa, olakšavajući tipične simptome kao što su suhoća, peckanje i osjećaj stranog tijela u oku.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

- Dobro operite ruke prije uporabe PROLUX Night.
- Prilikom otvaranja PROLUX Night, nemojte koristiti prvu vodenastu dozu masti, dok iz tube ne izađe mast.
- Zabacite glavu malo unatrag i povucite donju vjeđu oka prema dolje kako biste formirali džep.
- Držite tubu okomito na oko.
- Lagano pritisnite tubu kako biste istisnuli malu količinu PROLUX Night u oko. Ponovite postupak na drugom oku.
- Nanesite malu količinu masti po mogućnosti prije spavanja.
- Ako je potrebna dodatna dnevna doza, nanesite malu količinu masti svaka tri ili četiri sata ili prema uputi liječnika.
- Pazite da vrh tube ne dodiruje vaše oko ili prste.
- Dobro zatvorite poklopac nakon uporabe.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA:

- Nemojte koristiti PROLUX Night u slučaju poznate preosjetljivosti ili alergije na bilo koji sastojak proizvoda.
- U slučaju nadražaja oka, prekinite primjenu proizvoda i obratite se liječniku za savjet.
- Nakon nanošenja, možete osjetiti osjećaj stranog tijela koji prolazi treptanjem očiju.
- Nemojte koristiti proizvod ako je pakiranje oštećeno.
- Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti.
- Upotrijebiti u roku od 8 tjedana od prvog otvaranja.
- Ne gutati.
- Nemojte dijeliti PROLUX Night s drugim osobama.
- PROLUX Night je viskozna te produžena prisutnost na površini oka može uzrokovati privremeno zamagljen vid. Pričekajte da ponovno jasno vidite prije vožnje ili korištenja alata i strojeva.
- Uklonite kontaktne leće prije uporabe masti jer u protivnom može doći do oštećenja površine kontaktnih leća.

- Ako koristite bilo koje druge kapi za oči ili mast, pričekajte oko petnaest minuta između svake primjene. Preparacije.se.da PROLUX Night koristite posljednji.
- Proizvod je namijenjen za kontinuiranu uporabu do trideset dana. Ukoliko se simptomi ne poboljšaju, obratite se liječniku za savjet.
- Nemojte koristiti PROLUX Night u slučaju oštećenja oka.

TRUDNOĆA I DOJENJE

Ako ste trudni ili dojite savjetujte se s liječnikom prije primjene PROLUX Night za savjet.

UVJETI ČUVANJA

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi između 9 - 25 °C, na hladnom i suhom mjestu, dalje od izravne topline.

PAKIRANJE

1 kutija sadrži 5 g sterilne, izotonične masti za oči u tubi.

Proizvođač:

NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3
20124 Milano, Italija

Distributer za HR:

Proximum d.o.o.
Vodnikova 5
10 000 Zagreb, Hrvatska

Datum posljednje izmjene:
listopad 2023.

SLO

PROLUX Night MAZILO ZA OKO

MEDICINSKI PRIPOMOČEK

PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO! NAVODILO SHRANITE. MORDA GA BOSTE ŽELELI PONOVO PREBRATI.

OPIS IZDELKA

Prolux Night je izotonično mazilo za oko, ki vsebuje 0,4 % natrijevega hijaluronata. Ta medicinski pripomoček ustvarja zaščitni film in zadržuje vlago na površini očesa.

PROLUX Night ima viskozne lastnosti, ki mu omogočajo, da ostane na površini očesa dolgo časa ter zagotavlja vlažni in zaščitni učinek tudi ponoči.

SESTAVA

Natrijev hialuronat, natrijev klorid, vazelinsko olje, vazelin, monobazični kalijev fosfat, kalijev sorbat, dinatrijev fosfat, lanolinski alkohol, voda in hidroksimetilglicinat ($\mu\text{water}^{\text{TM}}$).

NAMEN UPORABE

ProLux Night je sterilno izotonično mazilo za oko, namenjeno lajšanju simptomov suhega očesa in lagoftalmusa (nezmogost zapiranja očesa).

- Formulacija mazila omogoča podaljšano delovanje na površini očesa. Natrijev hialuronat pa — ustvari zaščitni film na površini roženice in tako nudi zaščito in vlažnost. Natrijev hialuronat je sestavljen iz sladkornih verig, ki se razporejajo po površini roženice in tvorijo strukturo, ki omogoča vgradnjo molekul vode.
- Zahvaljujoč tej lastnosti, natrijev hialuronat ščiti in vlaži površino očesa.

- PROLUX Night izboljša vlaženje in mazljivost očesne površine v primeru suhih, pekočih ali utrujenih oči, ki so lahko na primer posledica dolgotrajnega gledanja televizije ali dolgotrajne izpostavljenost elektronskim zaslonom ali zraku, ki prihaja iz ogrevalnih in klimatskih sistemov.
- PROLUX Night ščiti površino roženice in upočasnjuje izhlapevanje solznega filma pri bolnikih z nočnim lagoftalmusom ter blaži tipične simptome, kot so suhost, pekoč občutek in občutek tujka v očesu.

ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE

- Pred uporabo PROLUX Night si dobro umijte roke.
- Po odpiranju izdelka PROLUX Night, ne uporabljajte prvega

vođenega odmerka mazila, dokler mazilo ne pride iz tube.

- Nagnite glavo rahlo nazaj in potegnite spodnjo veko navzdol, da tvorijo žep.
- Tubo držite pravokotno na oko.
- Nežno pritisnite tubo, da v oko stisnete majhno količino PROLUX Night. Postopek ponovite na drugem očesu.
- Nanesite majhno količino mazila, po možnosti pred spanjem.
- Če je potreben dodaten dnevni odmerek, nanesite majhno količino mazila vsake tri ali štiri ure ali skladno z navodili zdravnika.
- Prepričajte se, da se konica tube ne dotika očesa ali prstov.
- Po uporabi dobro zaprite pokrovček.

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI:

- Ne uporabljajte izdelka PROLUX Night v primeru znane preobčutljivosti ali alergije na katero koli sestavino izdelka.
- V primeru draženja oči, prenehajte z uporabo izdelka in se posvetujte z zdravnikom.
- Po uporabi lahko začutite občutek tujka, ki izveni s trepetanjem oči.
- Ne uporabljajte izdelka, če je ovojnina poškodovana.
- Ne uporabljajte izdelka po izteku roka uporabnosti.
- Uporabite v 8 tednih po prvem odprtju.
- Ne pogoltnite.
- Ne delite PROLUX Night z drugimi osebam.
- PROLUX Night je viskozno in njegova daljša prisotnost na površini očesa lahko začasno

provzroči zamegljen vid. Pred vožnjo ali uporabo orodij in strojev počakajte, da se vam jasen vid povrne.

- Pred uporabo mazila odstranite kontaktne leče, sicer se lahko površina kontaktnih leč poškoduje.
- Če uporabljate druge kapljice za oko ali mazila, počakajte približno petnajst minut med vsako aplikacijo. Priporočljivo je, da nazadnje uporabite PROLUX Night.
- Izdelek je namenjen neprekinjeni uporabi do trideset dni. Če se simptomi ne izboljšajo, se posvetujte z zdravnikom.
- Ne uporabljajte izdelka PROLUX Night v primeru poškodb oči.

NOSEČNOST IN DOJENJE

Če ste noseči ali dojite, se pred uporabo izdelka PROLUX Night posvetujte s svojim zdravnikom.

POGOJI SHRANJEVANJA

Shranjujte izven dosega in pogleda otrok.

Shranjujte pri temperaturi med 9 - 25 °C, na hladnem in suhem mestu, stran od neposredne toplote.

VSEBINA PAKIRANJE

1 škatla vsebuje 5 g sterilnega, izotoničnega mazila za oko v tubi.

Proizvajalec:











NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3
20124 Milano, Italija

Distributer za Slovenijo:

PROKSIMUM PHARMA d.o.o.
Pot k semjišču 26a
1231 Ljubljana-Črnuče
Slovenija

Datum zadnje revizije navodila:
oktober 2023.

OBJAŠNJEJE SIMBOLA NA PROIZVODU / POMEN SIMBOLOV NA IZDELKU

	Proizvođač / Proizvajalec		CE oznaka / CE oznaka
	Serijski broj / Številka serije		Prečitati uputu za uporabo / Glejte navodila za uporabo
	Rok valjanosti / Uporabno do		Odložiti u smeće / Odrzite skladno z lokalnimi predpisi
	Temperturne granice / Omejitve temperature		Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno / Prepovedana uporaba, če je ovojnina poškodovana
	Sterilizirano zračenjem / Sterilizirano s sevanjem		Medicinski proizvod / Medicinski pripomoček