

PRODOTTO - Product PROLUXX LIPOx - flacone da 10 ml		 Via Nicaragua, 7 - 00071 Pomezia Tel. 069162491 - Fax. 069121850 prestampa@interpackspa.it	
PAESE - Country HRSI (Croazia e Slovenia)	TIPOLOGIA - Typology Foglio illustrativo		
CLIENTE - Customer Genelife	CODICE CLIENTE - Customer Code MC100711-01		
F.TO STESO - Format 130 x 200 mm		BOZZA N° - Draft 2	DATA - Date 28/03/2023
TIPO PIEGA - Fold type STESO		Ns. RIF. - Internal Code 0148-23	OPERATORE - Operator FP/12
		NOTE <p style="text-align: center;">MODIFICA TESTO</p>	
SUPPORTO - Material USO MANO 60 g/mq			
COLORI TECNICI - Technical colours CUT	COLORI - Colours NERO	N° COLORI: 1	
I colori della bozza sono indicativi e potrebbero non corrispondere a quelli realizzati in fase di stampa - The colors of the draft are indicative and may not correspond to those printed.			

PROLUXX Lipo_x

HR

PROLUXX Lipo_x KAPI ZA OKO

MEDICINSKI PROIZVOD

Antioksidativna, podmazujuća i fotozaštitna otopina za oko

Bez konzervansa

OPIS PROIZVODA

PROLUXX Lipo_x je otopina za oko bez konzervansa na bazi umreženog natrijevog hijaluronata, liposoma i krocina s antioksidativnim, podmazujućim i fotozaštitnim svojstvima.

Umreženi natrijev hijaluronat ima mrežnu strukturu. Na taj način se postiže bolja viskoelastičnost i stabilnost molekule.

Umreženi natrijev hijaluronat omogućuje bolje vlaženje i dulje zadržavanje na površini oka.

Sinerģija umreženog natrijevog hijaluronata i liposoma omogućuje bolju stabilnost suznog filma. PROLUXX Lipo_x pogodan je za sve tipove suhog oka uzrokovane hiposekrecijom suza (nedovoljno stvaranje suznog filma) ili sindromom suhog oka (prekomjerno isparavanje suznog filma).

Krocin je karotenoid koji reagira sa svjetlosnim zračenjem valne duljine između 380 i 500 nm. Fotozaštitna i antioksidativna svojstva čine PROLUXX Lipo_x djelotvornim kod suhog oka uzrokovanog dugotrajnom uporabom elektroničkih uređaja (računala, mobiteli, tableti) koja uzrokuje suho oko. Plava svjetlost koju emitiraju ti uređaji je dio spektra vidljive svjetlosti između 380 i 500 nm koji može uzrokovati oksidativna oštećenja na površini oka, u obliku suhog oka i upale.

PROLUX Lipo_x pomaže zaštititi površine i tkiva oka:

- od slobodnih radikala koji se stvaraju kod suhog oka
- od posljedica visoke izloženosti uređajima koji emitiraju zračenje koje uzrokuje stres za oči (npr. plava svjetlost pri produženom korištenju računala, pametnih telefona, tableta), nepovoljnog osvjetljenja
- kod mehaničkog stresa (dijagnostički i kirurški postupci na oku, trauma oka) i/ili stresa povezanog s okolišem (klima uređaj, suhi ili zagađeni zrak, visoka sobna temperatura).

SASTAV

Umreženi natrijev hijaluronat 0,15 %, liposomi, krocin, natrijev edetat, puferirana izotonična otopina pH 7,2.

NAMJENA

Simptomatska terapija sindroma suhog oka.

Nadomjestak za suze za zaštitu rožnice kod stresa za oči uzrokovanog štetnim posljedicama plave svjetlosti, stresom povezanim s okolišem, nakon operacije ili traume oka.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Ukapajte jednu ili dvije kapi u svako oko, jedanput ili više puta na dan ili prema preporuci liječnika.

Pazite da vrh bočice ne dođe u kontakt s okom.

Kapi se mogu koristiti i dok nosite kontaktne leće.

Primijenite u razmaku od najmanje 5 minuta od primjene drugih proizvoda za lokalnu primjenu na oku.

UPOZORENJA

- Prije uporabe temeljito operite ruke.
- Nemojte gutati.
- Nemojte koristiti u slučaju poznate preosjetljivosti ili alergije na bilo koji sastojak proizvoda.
- Nakon uporabe čvrsto zatvorite bočicu.
- Upotrijebiti u roku od 60 dana nakon prvog otvaranja.
- Proizvod se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici.
- Nemojte koristiti proizvod ako je pakiranje oštećeno.
- U slučaju nuspojava, prekinite primjenu i obratite se liječniku za savjet.

UVJETI ČUVANJA

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi između 8 - 25 °C.

PAKIRANJE

1 kutija sadrži 10 ml kapi za oko u bočici.

Proizvođač:

FB Vision S.p.A., Via San Giovanni Scafa
63074 San Benedetto del Tronto (AP), Italija

Distributer za RH:

PROXIMUM d.o.o., Vodnikovica 5
10000 Zagreb, Hrvatska

Datum zadnje izmjene: veljača 2021.

OBJAŠNENJE SIMBOLA NA PROIZVODU



Proizvođač



CE oznaka



Serijski broj



Pročitati uputu za uporabu



Rok valjanosti



Odložiti u smeće



Temperатурne granice



Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno



Sterilizirano aseptičnim metodama



Medicinski proizvod

UPUTA ZA UPORABU

V. Žagar

31.03.2023.

Tomaž Lepener
03.04.2023

PROLUXX Lipo_x

SLO

PROLUXX Lipo_x KAPLJICE ZA OKO

MEDICINSKI PRIPOMOČEK

Antioksidativna, mazalna in fotoprotektivna raztopina za oko

Brez konzervansov

PROLUXX Lipo_x je antioksidativna, mazalna in fotoprotektivna raztopina za oko brez konzervansov na osnovi omrežene natrijeve soli hialuronske kisline, liposomov in krocin.

Omrežen natrijev hialuronat ima strukturo mreže. Tako se poveča viskoelastičnost in stabilnost molekule. Omrežen natrijev hialuronat zagotavlja boljše vlaženje in daljšo obstojnost na očesni površini.

Zaradi sinergističnega delovanja med omreženim natrijevim hialuronatom in liposomi PROLUXX Lipo_x, zagotavlja večjo stabilnost solznega filma in je primeren za vse vrste suhega očesa, ki jih povzroča solzna hiposekrecija (nezadostna proizvodnja solznega filma) ali sindrom suhega očesa (prekomerno izhlapevanje solznega filma).

Krocini je karotenoid, ki reagira s svetlobo valovne dolžine med 380 in 500 nm. Zaradi fotoprotektivnih in antioksidativnih lastnosti je PROLUXX Lipo_x učinkovit tudi pri suhih očeh zaradi dolgotrajne uporabe elektronskih naprav (računalniki, mobilni telefoni, tablice). Modra svetloba, ki jo oddajajo te naprave, predstavlja del vidnega spektra svetlobe med 380 in 500 nm, lahko povzroči oksidativne poškodbe na površini očesa, kar se kaže kot suho oko in vnetje.

PROLUXX Lipo_x pomaga zaščititi očesno površino in očesna tkiva:

- pred prostimi radikali, ki nastanejo pri suhem očesu,
- pred posledicami velike izpostavljenosti napravam, ki oddajajo svetlobo, ki povzroča stres za oči (npr. modra svetloba od dolgotrajne uporabe računalnikov, pametnih telefonov, tabličnih računalnikov), in neprimernimi svetlobnimi pogoji,
- v primeru mehanskih obremenitev (oftalmološki diagnostični in kirurški postopki, poškodbe oči) in/ali okoljskih obremenitev (klimatske naprave, suh ali onesažen zrak, visoke temperature okolja).

SESTAVA

Omreženi natrijev hialuronat 0,15 %, liposomi, krocini, Na-EDTA, puferirana izotonična raztopina pH 7,2.

NAMEN

Simptomatsko zdravljenje sindroma suhega očesa.

Namenjen je tudi za zaščito roženice kot nadomestek solz v primeru obremenitve vida zaradi škodljivih posledic modre svetlobe, okoljskega stresa ali po operaciji, poškodbi očesa.

NAVODILA ZA UPORABO

V vsako oko vkapajte eno ali dve kapljici enkrat ali večkrat na dan ali po navodilu zdravnika.

Pazite, da vrh plastenke ne pride v stik z očmi.

Izdelek lahko uporabljate med nošenjem kontaktnih leč.

Izdelek aplicirajte vsaj 5 minut po aplikaciji drugih izdelkov za lokalno okularno uporabo.

OPOZORILA

- Pred uporabo izdelka si temeljito umijte roke.
- Izdelka ne uporabljajte, če ste alergični ali imate znano preobčutljivost na katero koli sestavino.
- Po uporabi plastenko tesno zaprite.
- Izdelka ne uporabljajte po 60 dneh od odprtja.
- Izdelka ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na steklenički.
- Ne zaužijte.
- Izdelka ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana.
- V primeru neželenih učinkov prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

POGOJI SHRANJEVANJA

Hranite zunaj dosega otrok.

Izdelek shranjujte pri temperaturi med 8 in 25 °C.

VSEBINA PAKIRANJA

1 škatla vsebuje 10 ml kapljic za oko v plastenki.

Proizvajalec:




FB Vision S.p.A., Via San Giovanni Scafa
63074 San Benedetto del Tronto (AP), Italija






Distributer za Slovenijo:

PROKSIMUM PHARMA d.o.o., Pot k sejmišču 26a,
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija

Datum zadnje revizije navodila: februar 2021.

POMEN SIMBOLOV NA IZDELKU

	Proizvajalec
	Številka serije
	Uporabno do
	Omejitev temperature
	Sterilizirano z aseptičnimi metodami

	CE oznaka
	Glejte navodila za uporabo
	Odrzite skladno z lokalnimi predpisi
	Prepovedana uporaba, če je ovojnina poškodovana
	Medicinski pripomoček

NAVODILO ZA UPORABO

PROLUXX Lipo_x
10/2021-01