



Številka izdelka 1000025231

Hlačne predloge, Delta Slip, S1, Delta

- ✓ Tkanini podobna zunanja zaščitna plast: udobno in zračno
- ✓ Učinkovita tehnologija vpojnega jedra za hitro vpojnost
- ✓ Prožen izrez ob nogah za optimalno prileganje
- ✓ Pregrade za dodatno zaščito proti iztekanju
- ✓ Indikator vlage
- ✓ Sistem za preprečevanje neprijetnega vonja



Opis izdelka

Delta Slip je naša linija hlačnih predlog za zaščito pri težki in zelo težki inkontinenci. Anatomsko oblikovane hlačne predloge ponujajo optimalno prileganje v kombinaciji z ukrivljenimi elastikami ob izrezu, za povečano udobje. Vsi izdelki imajo vdelane pregrade za dodatno zaščito proti iztekanju, sistem za preprečevanje neprijetnega vonja pa nevtralizira neprijetne vonjave. Kombinirani trakovi zagotavljajo optimalno prileganje in enostavno premeščanje.



ODOR SYSTEM

WETNESS INDICATOR

PROTECTIVE BARRIERS

Lastnosti

Osnovno ime	Hlačne predloge
Blagovna znamka	Delta
Podznamka	Slip
Velikost	S1
Barva	Bela
Material	CombiTapes, puhasta celuloza ECF, PE, prepustna tekstilna podlaga (BTBS), elastan, netkan, PP, smola, SAP
Sestavine/sestava	Celulozna vlakna, brez elementarnega klora (ECF), elastan, kombiniran trak, netkani material, PE, PP, smola, SAP, bela, popolnoma zračna, tkanini podobna zunanja zaščitna plast (BTBS)
Dolžina/globina	690 mm
Širina	540 mm
Obseg bokov	60-85 cm
Teža, neto	80 g
Toleranca	+/- 10%
Vpojnost po Rothwellovi lestvici	1100 ml
Spol	Uniseks
Raven kakovosti	Delta
Certifikati	CE, MD, UKCA.
Razred CE	Class I
Standardi za proizvode ali preskuse	ISO 11948-1, ISO 14001, ISO 9001
Direktive, uredbe in zakoni	MDR (EU) 2017/745
Varnostna navodila in opozorila	Hranite izven dosega otrok.
Zaradi sestave ima izdelek rok uporabnosti od datuma proizvodnje naprej:	5 let

Navodila za odstranjevanje izdelka

Lahko se odvrže med običajne gospodinjske odpadke, razvrščene v skladu z lokalnimi predpisi, ali uporabi za industrijsko kompostiranje, če je to mogoče na vašem območju.

Navodila za odstranjevanje embalaže

Lahko se reciklira ali sežge.

Navodila za uporabo/nanašanje

Zaščitne hlačne predloge za težko in zelo težko inkontinenco. Prepoznavanje velikosti izdelka po imenih in sistemu številčenja. Pomembno je, da vedno izmerite obseg pasu, na podlagi meritve izberete pravo velikost in ustreznost pripomočka, da se izognete iztekanju. Hlačno predlogo prepognite po dolžini, tako da je zunanja zaščitna folija obrnjena navzven in se ustvari oblika čaše. Hlačno predlogo namestite od spredaj nazaj. Hlačne predloge poravnajte vodoravno na sprednji in zadnji strani. Oblikujte jih tako, da preprečite iztekanje. Prepričajte se, da se tesno prilaga predelu dimelj. Spodnje trakove na obeh straneh pritrdite rahlo navzgor in šele nato pritrdite zgornje trakove obrnjene rahlo navzdol proti sredi.

Pakiranje

Enota	Sestavine	Dolžina	Širina	Višina	EAN koda
karton	3 zavitek	70.6 cm	40 cm	18.7 cm	5703538501609
zavitek	28 kos	38 cm	18 cm	22 cm	5703538501593



Izdelki, označeni z MD, so razvrščeni kot medicinski pripomočki.



Oznaka CE zagotavlja, da je izdelek varen za uporabo in skladen z vsemi varnostnimi ukrepi. Oznaka CE pomeni Conformité Européenne (evropska skladnost) in jo najdemo predvsem na elektronski oprepi, varnostni oprepi, gradbenih izdelkih in medicinskih pripomočkih.



Oznaka UKCA zagotavlja, da je izdelek varen za uporabo in da upošteva vse varnostne ukrepe v skladu s standardi za izdelke in zakonodajo Združenega kraljestva.



Izdelek ne vsebuje lateksa.



Obvladovanje neprijetnega vonja je glavni dejavnik pri zagotavljanju diskretnosti za uporabnika. Izdelki za inkontinenco ABENA so zasnovani in izdelani tako, da iz njih uhaja minimalna količina neprijetnega vonja.



Indikator vpojnosti je trak, ki je občutljiv na tekočino in ob stiku z njo spremeni barvo ter pokaže, kdaj je čas za menjavo izdelka.



Izdelek je opremljen s pregradami, ki preprečuje iztekanje.

