



Številka izdelka 1000025240

## Hlačne predloge, Delta Slip, L3, Delta

- ✓ Tkanini podobna zunanja zaščitna plast: udobno in zračno
- ✓ Učinkovita tehnologija vpojnega jedra za hitro vpojnost
- ✓ Prožen izrez ob nogah za optimalno prileganje
- ✓ Pregrade za dodatno zaščito proti iztekanju
- ✓ Indikator vlage
- ✓ Sistem za preprečevanje neprijetnega vonja



### Opis izdelka

Delta Slip je naša linija hlačnih predlog za zaščito pri težki in zelo težki inkontinenci. Anatomsko oblikovane hlačne predloge ponujajo optimalno prileganje v kombinaciji z ukrivljenimi elastikami ob izrezu, za povečano udobje. Vsi izdelki imajo vdelane pregrade za dodatno zaščito proti iztekanju, sistem za preprečevanje neprijetnega vonja pa nevtralizira neprijetne vonjave. Kombinirani trakovi zagotavljajo optimalno prileganje in enostavno premeščanje.



### Lastnosti

Osnovno ime	Hlačne predloge
Blagovna znamka	Delta
Podznamka	Slip
Velikost	L3
Material	CombiTapes, puhasta celuloza ECF, PE, prepustna tekstilna podlaga (BTBS), elastan, netkan, PP, smola, SAP
Sestavine/sestava	Celulozna vlakna, brez elementarnega klora (ECF), elastan, kombiniran trak, netkani material, PE, PP, smola, SAP, bela, popolnoma zračna, tkanini podobna zunanja zaščitna plast (BTBS)
Dolžina/globina	970 mm
Širina	800 mm
Obseg bokov	100-150 cm
Teža, neto	133 g
Toleranca	+/- 10%
Vpojnost po Rothwellovi lestvici	3200 ml
Spol	Uniseks
Raven kakovosti	Delta
Certifikati	CE, MD, UKCA.
Razred CE	Class I
Standardi za proizvode ali preskuse	ISO 11948-1, ISO 14001, ISO 9001
Direktive, uredbe in zakoni	MDR (EU) 2017/745
Varnostna navodila in opozorila	Hranite izven dosega otrok.
Zaradi sestave ima izdelek rok uporabnosti od datuma proizvodnje naprej:	5 let
Navodila za odstranjevanje izdelka	Lahko se odvrže med običajne gospodinjne odpadke, razvrščene v skladu z lokalnimi predpisi, ali uporabi za industrijsko kompostiranje, če je to mogoče na vašem območju.

## Navodila za odstranjevanje embalaže

Lahko se reciklira ali sežge.

## Navodila za uporabo/nanašanje

Zaščitne hlačne predloge za težko in zelo težko inkontinenco. Prepoznavanje velikosti izdelka po imenih in sistemu številčenja. Pomembno je, da vedno izmerite obseg pasu, na podlagi meritve izberete pravo velikost in ustreznost pripomočka, da se izognete iztekanju. Hlačno predlogo prepognite po dolžini, tako da je zunanja zaščitna folija obrnjena navzven in se ustvari oblika čaše. Hlačno predlogo namestite od spredaj nazaj. Hlačne predloge poravnajte vodoravno na sprednji in zadnji strani. Oblikujte jih tako, da preprečite iztekanje. Prepričajte se, da se tesno prilaga predelu dimelj. Spodnje trakove na obeh straneh pritrdite rahlo navzgor in šele nato pritrdite zgornje trakove obrnjene rahlo navzdol proti sredi.

## Pakiranje

Enota	Sestavine	Dolžina	Širina	Višina	EAN koda
karton	4 zavitek	61.6 cm	39.6 cm	36.7 cm	5703538501722
zavitek	22 kos	37 cm	18 cm	31 cm	5703538501715



Izdelki, označeni z MD, so razvrščeni kot medicinski pripomočki.



Oznaka CE zagotavlja, da je izdelek varen za uporabo in skladen z vsemi varnostnimi ukrepi. Oznaka CE pomeni Conformité Européenne (evropska skladnost) in jo najdemo predvsem na elektronski opremi, varnostni opremi, gradbenih izdelkih in medicinskih pripomočkih.



Oznaka UKCA zagotavlja, da je izdelek varen za uporabo in da upošteva vse varnostne ukrepe v skladu s standardi za izdelke in zakonodajo Združenega kraljestva.



Izdelek ne vsebuje lateksa.



Obvladovanje neprijetnega vonja je glavni dejavnik pri zagotavljanju diskretnosti za uporabnika. Izdelki za inkontinenco ABENA so zasnovani in izdelani tako, da iz njih uhaja minimalna količina neprijetnega vonja.



Indikator vpojnosti je trak, ki je občutljiv na tekočino in ob stiku z njo spremeni barvo ter pokaže, kdaj je čas za menjavo izdelka.



Izdelek je opremljen s pregradami, ki preprečuje iztekanje.

